

Шановні лікарі-стоматологи, ортоданти!


Компанія Implantiss рада представити вам черговий продукт від Global D для успішної ортодонтичної стоматологічної практики - спеціальні анкоражні пластини.

Global D є визнаним європейським виробником медичних продуктів для щелепно-лицевої хірургії, дентальної імплантації, передімплантаційної хірургії та ортодонтії. В арсеналі продукції компанії цілий ряд мікроімплантів та ТЕВ пластин для анкоражу в ортодонтії.

Особливої уваги заслуговують саме пластини, адже аналогів їм на стоматологічному ринку України на сьогодні не існує.

**ТЕВ пластини** використовуються при одиночному або груповому переміщенні зубів в передньо-задньому напрямі без ризику пошкодження анкоражем зубних коренів та комбінуються з іншими ортодонтичними переміщеннями: інтрузією, екструзією, осьовим вирівнюванням.


Пластини доступні в двох варіаціях - Т-подібні та І-подібні. Обидві виготовлені зі сплаву титану Grade 2 для легкого припасування в місці фіксації. **ТЕВ пластини** постачаються в різній довжині: 5 мм, 7 мм, 10 мм та 12 мм. (мал. 1)



мал. 1

Виступаюча частина ТЕВ пластин має:

- одну голівку із двома гачками для прямої тяги;
- видовжені отвори для введення додаткових компонентів;
- можливість фіксації ортодонтичної трубки (мал. 2)



мал. 2

**Пластини для анкоражу в ортодонтії Global D** зареєстровані в Україні та доступні для придбання в Implantiss. З повним каталогом продуктів Global D для ортодонтії можна ознайомитись за посиланням <http://www.globald.es/en/orthodontics/ancotek/anchorage-plate/>

Радо інформуватимемо вас про всі наступні новини, матеріали та технології для вашої успішної роботи!

З повагою, IMPLANTISS.